



湖南郴新生物技术有限公司

Hunan CenShin Biotechnology Co. Ltd

## Ag-HSA(MAU)产品说明

名称: **Ag-HSA(MAU)**(尿微量白蛋白)

批号: **20171212**

缓冲体系: **0.01M PBS**, 未添加防腐剂

规格: **5.00mg/管\*1**

浓度: **75.00mg/ml**

纯度:上样量 5 $\mu$ g,SDS-PAGE 显示纯度为 95%以上



保存方法: 4度可保存一星期, 如需长期保存, 请-20℃避光保存; 避免反复冻融, 如需多次使用, 请收到样品后分装保存。

建议使用条件以及使用浓度: 适合作为划线抗原, 配对 **HSA: 03** 抗体竞争法检测尿液中白蛋白含量, 可根据具体实验调节

网址: [www.censhin.com](http://www.censhin.com)

邮箱: [info@censhin.com](mailto:info@censhin.com)

电话: +86-735-2327038/13621326702

地址: 湖南省郴州市高新区林邑路创新产业园 8 栋 A 座 3 层东侧



湖南郴新生物技术有限公司

Hunan CenShin Biotechnology Co. Ltd

### Anti-HSA(MAU)产品说明

名称: 抗 HSA 单克隆抗体 03(尿微量白蛋白单抗)

批号: 20180123

来源: balb/c 小鼠

亚类: IgG1

针对位点: HSA

缓冲体系: 0.01M PBS, 未添加防腐剂

规格: 0.50mg/管

浓度: 7.114mg/ml

纯度: 上样量 5 $\mu$ g, SDS-PAGE 显示纯度为 95%以上



保存方法: 4 度可保存一星期, 如需长期保存, 请-20 $^{\circ}$ C 避光保存; 避免反复冻融, 如需多次使用, 请收到样品后分装保存。

建议使用条件以及使用浓度: 适合作为标记抗体, 配对 HSA 抗原竞争法检测尿液中白蛋白含量, 可根据具体实验调节

网址: [www.censhin.com](http://www.censhin.com)

邮箱: [info@censhin.com](mailto:info@censhin.com)

电话: +86-735-2327038/13621326702

地址: 湖南省郴州市高新区林邑路创新产业园 8 栋 A 座 3 层东侧